



monmouthshire
sir fynwy

Technoleg Gynorthwyol Sir Fynwy

Canllaw Offer 2025

gwasanaeth
sy'n eich
cefnogi i fyw'n
gyfforddus ac
yn ddiogel yn
eich cartref
eich hun

www.monmouthshire.gov.uk/social-care/assistivetech/
assistivetech@monmouthshire.gov.uk

Ffôn: 01633 644644

Ffurflen Gais Technoleg Gynorthwyol >

mynegai

Technoleg Gynorthwyol	t4
Canolfan Derbyn Larymau 24/7	t5
Uned Lifeline	t6
Larwm	t7
Synhwrydd Syrthio I'w wisgo ar yr Arddwrn	t8
Synhwrydd Gwely	t9
Synhwrydd Cadair	t10
Synhwrydd Allanfa Eiddo	t11
Synhwrydd Mwg	t12
Synhwrydd Carbon Monocsid	t13
Synhwrydd Epilepsi	t14
Synhwrydd Llifogydd	t15
 Technoleg GLYFAR	 t16
Seinydd Clyfar	t17
Sgrin Glyfar	t18
Llechen Electronig	t19
Plwg Clyfar	t20
Bwlb Golau Clyfar	t21
Cloch Drws Fideo	t22
Synhwrydd Symudiadau	t23
Peiriannau Cau ac Agor Llenni	t24
Synhwrydd Ffenestr	t25
Ci / Cath Rhyngweithiol	t26
Komp	t27
Dyfais Olrhain GPS	t28
Dyfais Olrhain GPS	t29
Monitro Cartref Canary	t30
 Ailalluogi	 t31
Syrthio	t32
Atal Syrthio	t33
Dementia a Chof	t34
Ynysu cymdeithasol	t35

Technoleg Gynorthwyol



CYSYLLTU Â
CHANOLFAN
DERBYN
LARYMAU 24/7

Rydym yn darparu Technoleg Gynorthwyol i helpu pobl i fyw'n ddiogel ac yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Sut mae'n cael ei fonitro?

Mae angen Uned Lifeline ar gyfer offer Technoleg Gynorthwyol, sydd wedi'i chysylltu â'n Canolfan Derbyn Larymau 24/7 o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Mae'r ganolfan reoli ar agor 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Bydd unrhyw alwadau a dderbynnir yn cael eu hateb mewn modd proffesiynol a gofalgar.

Gall Technoleg Gynorthwyol helpu gyda:

- Anfon neges at ymatebwyr dynodedig
- Anfon neges at y gwasanaethau brys
- Cynnig diogelwch a thawelwch meddwl i'r teulu
- Gwellu Annibyniaeth
- Ail-alluogi ar ôl cyfnod yn yr ysbyty

A yw'n hawdd ei ddefnyddio?

Mae ein hoffer yn hawdd ei ddefnyddio. Bydd ein gweithwyr lleol yn trefnu popeth ac yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth lawn.

Sut i wneud cais:

Gall holl drigolion Sir Fynwy wneud cais. Gellir gwneud hunanatgyfeiriad trwy ffurflen ar-lein sydd ar gael ar ein gwefan. Bydd Swyddog Gosod yn cysylltu â chi i drafod a threfnu'r offer.

Cost:

Codir tâl am y gwasanaeth hwn - gofynnwch am y costau wrth gysylltu â'n tîm.



**CANOLFAN
DERBYN**
LARYMAU 24/7

Canolfan Derbyn Larymau 24/7

Mae Gwasanaeth Llinell Gymorth Cyngor Sir Fynwy yn cael ei fonitro gan y Ganolfan Derbyn Larymau sydd wedi'i lleoli o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Mae'r gwasanaeth hwn ar agor 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Pan fydd yr alwad yn cysylltu â'r gweithredwr, byddant yn gwirio lles y person ac, os oes angen, yn galw am ymatebydd enwebedig i fynychu.

**TECHNOLEG
GYNORTHWYOL**





CYSYLLTU Â
CHANOLFAN
DERBYN
LARYMAU 24/7

Uned Lifeline

Mae Uned Lifeline yn cael ei monitro gan y Ganolfan Derbyn Larymau sydd wedi'i lleoli yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Mae'r gwasanaeth hwn ar agor 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Pan fydd yr alwad yn cysylltu â'r gweithredwr, byddant yn gwirio lles y person ac, os oes angen, yn galw am ymatebydd enwebedig i fynychu.

Bydd y Lifeline yn cefnogi dyfeisiau cysylltiedig o fewn y cartref fel:

- Larwm a wisgir ar y gwddf neu'r arddwrn
- Synwryddion syrthio a wisgir ar yr arddwrn
- Synwryddion gwely a chadair
- Synwryddion gwely epilepsi
- Synwryddion amgylcheddol (Mwg, Gwres, a Charbon Monocsid)
- Synwryddion allanfeydd eiddo
- Synwryddion llifogydd

Mae'r gwasanaeth sy'n cael ei fonitro yn dibynnu ar ymatebwyr lleol. Os nad oes ymatebwyr lleol ar gael, bydd angen gosod blwch allweddi yn yr eiddo cyn y gall ein gwasanaeth ddechrau.

**TECHNOLEG
GYNORTHWYOL**





**CYSYLLTU Â
CHANOLFAN
DERBYN**
LARYMAU 24/7

Larwm

Gellir ei wisgo naill ai o amgylch yr arddwrn fel oriawr neu o amgylch y gwddf fel mwclis. Bydd yn cael ei gysylltu ag Uned Lifeline a fydd, wrth gyffwrdd botwm sengl, yn cysylltu gyda'r Ganolfan Derbyn Larymau 24/7 lle bydd gweithredwr yn gwirio lles y person ac yn galw ar ymatebwyr i fynychu yn ôl yr angen.

- Hawdd Ei Ddefnyddio: Dim ond un botwm i'w wasgu—dim dewislenni na sgriniau.
- Cyswllt uniongyrchol â'r Ganolfan Derbyn Larymau 24/7
- Gwrth-ddŵr: Mae'n bosib gwisgo bob model yn ddiogel yn y gawod neu'r bath.





CYSYLLTU Â
CHANOLFAN
DERBYN
LARYMAU 24/7

Synhwrydd Syrthio I'w wisgo ar yr Arddwrn

Mae gan y synhwrydd fesurydd cyflymu, ac os yw'n synhwyro unigolyn yn syrthio gyda chyflymder a'n taro'r llawr ond nad yw'n synhwyro'r unigolyn yn codi'n ôl ar ei draed mewn cyfnod byr, bydd yn anfon rhybudd yn awtomatig i'r ganolfan monitro Lifeline. Os nad yw'r synhwrydd wedi sylwi bod yr unigolyn wedi syrthio a bod y person yn gallu gwneud hynny, gellir pwyso'r botwm argyfwng ar yr uned hefyd. Mae'r ddyfais hefyd yn rhoi'r opsiwn i'r gwisgwr bwysu'r botwm argyfwng i anfon rhybudd.

Bydd pob gweithrediad o'r synhwrydd syrthio i'r Larwm Lifeline yn anfon rhybudd i'r Ganolfan Derbyn Larymau 24/7 lle bydd gweithredwr yn gwirio lles y person a'n galw ar ymatebwyr i fynychu fel angenrheidiol.

Noder *mae syrthio uniongyrchol yn golygu syrthio i'r llawr ar ôl bod yn sefyll - ni fydd yn synhwyro unigolyn yn cwmpo'n rhannol.

**TECHNOLEG
GYNORTHWYOL**





CYSYLLTU Â
CHANOLFAN
DERBYN
LARYMAU 24/7

Synhwrydd Gwely

Mae'r Synhwrydd Gwely wedi'i osod yn y gwely ac wedi'i raglennu i anfon neges yn ystod cyfnod penodol y cytunwyd arno, yn unol â threfn gwely nodweddiadol y person. Mae opsiynau uwchben y fatres ac islaw'r fatres ar gael, gan ddibynnu ar y math o wely.

Gellir gosod y synhwrydd i anfon rhybudd cyn gynted ag y bydd yn canfod y person codi o'r gwely neu, ar ôl cyfnod penodol o absenoldeb rhwng 2 a 90 munud. Felly bydd hyn yn caniatáu amser i ymweld â'r ystafell ymolchi, er enghraifft. Os nad yw'r person yn dychwelyd o fewn y cyfnod absenoldeb penodedig, bydd yn anfon rhybudd yn awtomatig i'r Ganolfan Derbyn Larymau 24/7 a fydd yn gwirio lles y person ac yn galw am ymatebwyr i fynychu yn ôl yr angen.

**TECHNOLEG
GYNORTHWYOL**





CYSYLLTU Â
CHANOLFAN
DERBYN
LARYMAU 24/7

Synhwyrydd Cadair

Mae Synhwyrydd Cadair wedi'i osod ar y sedd (efallai y bydd angen gorchudd os nad yw'r pad yn symudadwy) a'i osod i anfon neges yn ystod cyfnod y cytunwyd arno yn unol â gweithgareddau arferol y person yn ystod y dydd.

Gellir gosod y synhwyrydd i rybuddio cyn gynted ag y bydd yn canfod bod y person yn symud allan o'r gadair neu ar ôl cyfnod penodol o absenoldeb rhwng 2 a 90 munud. Os na fydd y person yn dychwelyd o fewn y cyfnod absenoldeb penodedig cyfnod, bydd yn anfon rhybudd yn awtomatig i'r Ganolfan Derbyn Larymau 24/7 a fydd yn gwirio lles y person ac yn galw am ymatebwyr i fynychu yn ôl yr angen.

**TECHNOLEG
GYNORTHWYOL**





CYSYLLTU Â
CHANOLFAN
DERBYN
LARYMAU 24/7

Synhwrydd Allanfa Eiddo

Mae Synhwrydd Allanfa Eiddo yn cysylltu â'r Larwm Lifeline gan ddefnyddio blwch rheoli a magnetau drws sy'n cael eu gosod ar brif ddrysau allanfa'r eiddo. Mae yna opsiwn hefyd o osod Synhwrydd ar y Mat, os nad yw hyn yn creu perygl. Gellir gosod y synhwryddion i weithio 24/7 neu ar adegau pan fydd y risg o grwydro yn uwch.

Fel arfer, mae'r Larwm Lifeline wedi'i osod wrth y drws ffrynt i alluogi'r Gweithredwr y Ganolfan Derbyn Larymau 24/7 i siarad â'r person, fel y gallent negodi gyda nhw i ddychwelyd i mewn i'r tŷ. Os na dderbynnir ymateb, bydd yr ymatebwyr yn cael eu galw i fynychu.

**TECHNOLEG
GYNORTHWYOL**





CYSYLLTU Â
CHANOLFAN
DERBYN
LARYMAU 24/7

Synhwrydd Mwg

Pan ganfyddir mwg, bydd y larwm yn darparu sŵn uchel a chlr i rybuddio perchennog y tŷ a bydd yn cysylltu trwy'r Uned Lifeline â'r Gweithredwr Canolfan Derbyn Larymau 24/7. Mae galwadau canfod mwg wedi'u blaenoriaethu.

Mae gan y preswlydd 90 eiliad i roi ymateb digonol. Os na fydd yn digwydd, bydd y gweithredwr yn rhybuddio'r gwasanaeth tân brys i fynychu'r eiddo.

Unwaith y bydd y gwasanaeth tân wedi'i anfon allan, ni ellir canslo. Mae synhwryddion mwg fel arfer yn cael eu gosod y tu allan i ystafelloedd gwely ac uwchben grisiau/mewn coridorau.

**TECHNOLEG
GYNORTHWYOL**





CYSYLLTU Â
CHANOLFAN
DERBYN
LARYMAU 24/7

Synhwrydd Carbon Monocsid

Cynhyrchir Carbon Monocsid pan nad yw tanwyddau ffosil yn llosgi'n llwyr neu sy'n agored i wres. Mae'n nwy gwenwynig iawn sydd yn ddi-arogl, di-liw a'n di-flas.

Bydd yr uned Carbon Monocsid yn canfod pryd mae'r lefelau wedi cyrraedd trothwyon penodol a bydd yn darparu rhybudd clywadwy lleol a bydd anfon rhybudd awtomatig drwy'r Larwm Lifeline i'r Ganolfan Derbyn Larymau 24/7. Byddant yn cynghori ar y camau mwyaf priodol a chyflym i'w cymryd gan berchennog y tŷ a/neu'r ymatebwyr.

Mae'r synhwrydd wedi'i osod mewn ystafelloedd lle mae dyfeisiau llosgi tanwydd e.e. lle mae boeleri gwresogi wedi'u lleoli.

**TECHNOLEG
GYNORTHWYOL**





CYSYLLTU Â
CHANOLFAN
DERBYN
LARYMAU 24/7

Synhwrydd Epilepsi

Os bydd synhwrydd yn canfod trawiad tonig- clonig, bydd yn anfon rhybudd drwy'r Uned Lifeline i weithredwr y Ganolfan Derbyn Larymau 24/7 a fydd gwirio lles y person a naill ai'n galw am ymatebwyr i fynychu neu'n ffonio'r gwasanaethau brys.

Mae'r Alert-it yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o fathau o welyau, gan gynnwys proffilio a llif aer. Mae'r synhwrydd epilepsi yn addas ar gyfer plant yn ogystal ag oedolion.

**TECHNOLEG
GYNORTHWYOL**





CYSYLLTU Â
CHANOLFAN
DERBYN
LARYMAU 24/7

Synhwrydd Llifogydd

Unwaith y bydd y synhwrydd yn canfod dŵr, bydd yn anfon rhybudd drwy'r Uned Lifeline i weithredwr y Ganolfan Derbyn Larymau a fydd yn gwirio lles y person a'n galw ar ymatebwyr i fynychu os oes angen.

Fe'i defnyddir mewn ystafelloedd ymolchi/ceginau, lle gellir gadael tapiau ymlaen er enghraifft. Gall leihau difrod i gartrefi a helpu i atal trigolion rhag llithro neu syrthio.



Technoleg GLYFAR



WEDI CYSYLLTU
GYDA'R DDYFAIS
GLYFAR
BERSONOL

Yn ogystal â Thechnoleg Gynorthwyol, rydym yn cynnig Technoleg Glyfar; offer rhyngweithiol ac ataliol wedi'i gynllunio i gefnogi unigiolion i fyw'n annibynnol.

Sut mae'n cael ei fonitro?

Nid yw Technoleg Glyfar yn cael ei monitro gan y Ganolfan Derbyn Larymau 24/7. Caiff offer ei reoli a'i fonitro gan ddefnyddwyr, gofalwyr neu aelodau o'r teulu. Fel arfer, caiff offer ei reoli a'i fonitro drwy Ddyfais Glyfar (fel Siaradwr Clyfar / Arddangosfa glyfar / Llechen Electronig).

Gall Technoleg Glyfar helpu gyda:

Problemau sy'n gysylltiedig â dementia neu gof
Atal Unigolyn Rhag Syrthio
Lleihau'r risg o ynysu cymdeithasol
Monitro o fewn y cartref
Atgoffa unigolyn i gymryd meddyginiaeth

Ydy hi'n hawdd ei defnyddio?

Gall Technoleg Glyfar swnio'n gymhleth, ond mae defnyddwyr yn dysgu'n gyflym sut i'w defnyddio. Bydd ein gweithwyr lleol yn trefnu popeth ac yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth lawn.

Sut i wneud cais:

Bydd angen asesiad arnoch gan Weithiwr Proffesiynol fel Therapydd Galwedigaethol, Gweithiwr Cymdeithasol, neu asiantaeth bartner fel Gofal a Thrwsio Sir Fynwy.

Cost:

Codir tâl am y gwasanaeth hwn - gofynnwch am y cyfraddau cyfredol wrth gysylltu gyda'n tîm.



WEDI CYSYLLTU
GYDA'R DDYFAIS
GLYFAR
BERSONOL

Seinydd Clyfar

Math o Ddyfais Glyfar yw Seinydd Clyfar. Mae wedi'i gynllunio ar gyfer rhyngweithio sain yn unig. Mae'n cael ei gyfarwyddo gan lais sy'n defnyddio cynorthwydd llais i gyflawni ystod eang o dasgau, o reoli teclynnau Clyfar i ddarparu gwybodaeth ac adloniant.

Nodweddion Allweddol:

- Chwarae hoff ganeuon.
- Ateb cwestiynau gan ddefnyddio gwybodaeth ar y we.
- Rheoli dyfeisiau technoleg glyfar fel goleuadau a phlygiau.
- Gosod larymau, amseryddion, ac atgoffa unigolyn i gymryd ei feddyginiaeth.
- Darparu diweddariadau newyddion, tywydd a thraffig.
- Gwneud galwadau heb ddefnyddio dwylo ac anfon negeseuon at ffrindiau a theulu.

Noder bod angen cyfrif Amazon ar ddefnyddiwr y gwasanaeth cyn medru defnyddio'r offer.





WEDI CYSYLLTU
GYDA'R DDYFAIS
GLYFAR
BERSONOL

Sgrin Glyfar

Math o ddyfais glyfar yw Sgrin Glyfar. Mae'n cyfuno'r nodweddion Siaradwr Clyfar gydag arddangosfa sgrin gyffwrdd, gan ganiatáu ar gyfer rhyngweithiadau llais a gweledol gyda chynorthwydd rhithwir.

Nodweddion Allweddol:

- Sgrin Gyffwrdd - gall ddangos fideos, amodau tywydd, calendrau, a llawer mwy.
- Gorchmynion llais i reoli Dyfeisiau Technoleg Glyfar, fel troi goleuadau ymlaen a'u diffodd.
- Yn cefnogi galwadau fideo i ffrindiau a theulu.
- Ffrydio cerddoriaeth neu chwarae eich hoff gân.

Noder bod angen cyfrif Amazon ar ddefnyddiwr y gwasanaeth cyn medru defnyddio'r offer.

TECHNOLEG
GLYFAR





WEDI CYSYLLTU
GYDA'R DDYFAIS
GLYFAR
BERSONOL

Llechen Electronig

Mae Llechen Electronig yn fath o Ddyfais Glyfar y gellir ei defnyddio rheoli cynhyrchion ac apiau Clyfar o amgylch y cartref, fel rheoli Goleuadau, Plygiau Clyfar, ac ati.

Os oes gan y defnyddiwr gwasanaeth anawsterau lleferydd a/neu iaith, mae modd lawrlwytho apiau ar y ddyfais i helpu gyda'u cyfathrebu.

TECHNOLEG
GLYFAR





WEDI CYSYLLTU
GYDA'R DDYFAIS
GLYFAR
BERSONOL

Plwg Clyfar

Mae Plwg Clyfar, pan gaiff ei ddefnyddio gydag eitemau fel lamp, yn caniatáu iddo weithredu trwy orchmynion llais drwy'r siaradwr clyfar. Gall yr offer helpu lleihau'r risgiau o syrthio.

Nodweddion Allweddol:

- Troi dyfeisiau ymlaen neu i ffwrdd o unrhyw le gan ddefnyddio ap.
- Rheoli Llais, yn gweithio gyda chynorthwywyr rhithwir i reoli teclynnau clyfar, fel goleuadau, teledu.
- Gosod amseryddion neu amserlenni i awtomeiddio pryd mae dyfeisiau'n troi ymlaen neu i ffwrdd.

Noder bod angen cyfrif Amazon ar ddefnyddiwr y gwasanaeth cyn medru defnyddio'r offer.

TECHNOLEG
GLYFAR





WEDI CYSYLLTU
GYDA'R DDYFAIS
GLYFAR
BERSONOL

Bwlb Golau Clyfar

Mae Bwlb Golau Clyfar yn fath o fwlb golau LED sy'n cysylltu â'ch Dyfeisiau Clyfar. Gellir ei reoli naill ai gan amser penodol neu ei weithredu gan orchmynion llais. Gallant helpu i leihau'r risg o syrthio yn ystod y nos, trwy ddarparu golau ar y ffordd i'r ystafell ymolchi, ar gyfer enghraifft.

Nodweddion Allweddol:

- Rheolaeth o Bell: Trowch oleuadau ymlaen/i ffwrdd gan ddefnyddio ap.
- Rheoli Llais: Defnyddiwch orchmynion llais i reoli goleuadau.
- Amserlennu: Gosodwch amseryddion neu amserlenni i droi goleuadau ymlaen/i ffwrdd.
- Effeithlonrwydd Ynni: Mae'r rhan fwyaf yn seiliedig ar LED, gan ddefnyddio llai o ynni na bylbiau traddodiadol.

Noder bod angen cyfrif Amazon ar ddefnyddiwr y gwasanaeth cyn medru defnyddio'r offer.

**TECHNOLEG
GLYFAR**





WEDI CYSYLLTU
GYDA'R DDYFAIS
GLYFAR
BERSONOL

Cloch Drws Fideo

Ewch ati i weld, clywed a siarad ag ymwelwyr o unrhyw le gyda'r Fideo Cloch drws. Mae wedi cysylltu â'ch Dyfais Glyfar. Gall defnyddwyr gyfathrebu gyda phwy bynnag sydd wrth y drws ffrynt o gysur eu cadair freichiau.

Nodweddion Allweddol:

- Camera Fideo: Yn ffrydio fideo byw ac yn recordio wedi'i sbarduno gan symudiad.
- Sain Dwyffordd: Yn gadael i chi siarad ag ymwelwyr o bell.
- Canfod Symudiadau: Yn anfon rhybuddion pan ganfyddir symudiad ger eich drws.
- Gwirio pwy sydd wrth y drws cyn ei agor.
- Gwella diogelwch cartref drwy gofnodi gweithgaredd amheus.

Noder bod angen cyfrif Amazon ar ddefnyddiwr y gwasanaeth cyn medru defnyddio'r offer.





WEDI CYSYLLTU
GYDA'R DDYFAIS
GLYFAR
BERSONOL

Synhwyrdd Symudiadau

Mae Synhwyrdd Symudiadau yn ddyfeisiau a ddefnyddir i olrhain symudiadau o fewn man penodol, ardal y cartref. Maent yn chwarae rhan hanfodol wrth wella diogelwch, a lles trigolion, yn enwedig y rhai a allai fod yn oedrannus, â dementia, neu sydd mewn perygl o syrthio.

Gellir ei ddefnyddio gyda Bylbiau Golau Clyfar i droi goleuadau ymlaen pan fydd preswylwyr yno cerdded yn y nos.

TECHNOLEG
GLYFAR





WEDI CYSYLLTU
GYDA'R DDYFAIS
GLYFAR
BERSONOL

Peiriannau Cau ac Agor Llenni

Pan fydd wedi'i gysylltu â Dyfais Glyfar, gall y preswilydd ofyn i'r ddyfais glyfar i agor neu gau'r llenni, gan gynnig annibyniaeth a diogelwch.

Mae dyfais electronig yn caniatáu i'r llenni i gael eu hagor a'u cau gan orchymyn llais drwy'r seinydd clyfar. Gallai'r offer hwn fod wedi'i osod i leihau'r risg o syrthio tra'n helpu i gynnal annibyniaeth a diogelwch o fewn y cartref.

TECHNOLEG
GLYFAR





WEDI CYSYLLTU
GYDA'R DDYFAIS
GLYFAR
BERSONOL

Synhwyrdd Ffenestr

Gall hyn helpu gyda diogelwch yn y cartref gan ei fod yn danfon neges i ffôn clyfar yr ymatebydd bod y ffenestr wedi agor ac nad yw, hyd yma, wedi'i chau. Mae hyn yn caniatáu i'r ymatebydd gysylltu â'r preswilydd i atgoffa nhw i gau'r ffenestr.

TECHNOLEG
GLYFAR



Ci / Cath Rhyngweithiol

Ci neu Gath Rhyngweithiol, a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer gofalu am yr henoed, yn enwedig y rhai sydd â dementia neu glefyd Alzheimer.

Yn teimlo ac yn swnio fel y peth go iawn! Gyda ffwr meddal, synau tyner, mae'r anifail anwes realistig yn dod â chysur, llawenydd a chwmni gyda'i presenoldeb tawelu, rhyngweithiol.

Nodweddion Allweddol:

- Ymateb i gyffyrddiad a sain (e.e., purio, cyfarth, symudiadau'r pen).
- Mae ffwr meddal ac ymddygiad realistig yn dynwared anifeiliaid anwes go iawn.
- Lleihau pryder, cynnwrf, a theimladau o unigedd.
- Annog cyfathrebu a rhyngweithio cymdeithasol.



TECHNOLEG
GLYFAR





WEDI CYSYLLTU
GYDA'R DDYFAIS
GLYFAR
BERSONOL

Komp Cyfrifiadur Un Botwm

Mae'r Komp yn edrych fel sgrin deledu fawr, ac yn caniatáu Galwadau Fideo, tynnu a rhannu lluniau. I ateb galwad fideo, nid oes rhaid i'r defnyddiwr gwasanaeth bwyso unrhyw fotymau - mae'n cyhoeddi'r alwad ac yn ateb yn awtomatig 10 eiliad yn ddiweddarach.

Nodweddion Allweddol:

- Syml iawn i'w ddefnyddio, nid oes angen mewnbwn gan y defnyddiwr
- Dim ond Ffrindiau a theulu all gael mynediad iddo drwy'r ap
- Mae galwadau fideo yn cael eu gweld ar sgrin fawr, ac felly'n hawdd eu gweld
- Yn cadw teuluoedd a ffrindiau mewn cysylltiad
- Pan nad ydynt yn cael eu defnyddio, dangosir lluniau mewn sioe sleidiau
- Yn cynnig tawelwch meddwl i deulu a ffrindiau ac yn helpu'r gwasanaeth defnyddiwr i gadw mewn cysylltiad.

TECHNOLEG
GLYFAR





WEDI CYSYLLTU
GYDA'R DDYFAIS
GLYFAR
BERSONOL

Dyfais Olrhain GPS Yn cael ei Wisgo ar yr Arddwrn

Dyfais gymdeithasol symudol GPS i'w gwisgo ar yr arddwrn – gellir ei gosod i ffonio rhifau cyswllt cofrestredig ar gyfer y teulu pan fydd y gwisgwr naill ai'n gadael yr eiddo (wedi'i gysylltu drwy Bluetooth - pan fydd Bluetooth wedi'i ddatgysylltu mae'n anfon rhybudd) neu gellir gosod parth diogel.

Byddai parthau diogel yn cael eu gosod trwy ardal geo-ffens ar fap, sy'n caniatáu i'r gwisgwr i fynd allan o fewn parth penodol. Os ydyn nhw'n mynd y tu hwnt i'r ardal hon, caiff rhybudd ei sbarduno. Gellir ei osod hefyd i rybuddio pan ddaw'r person yn ôl i mewn i'r ardal ddiogel.

Bydd y ddyfais ond yn ffonio rhifau ffôn cofrestredig ac ond yn derbyn galwadau o rifau cofrestredig. Mae'n caniatáu sgysiau dwyffordd. Bydd gan yr ymatebwyr teuluol fynediad at borth i weld lleoliadau y ddyfais a hanes galwadau sy'n cael eu derbyn a'u gwneud.



Dyfais Olrhain GPS Yn cael ei Wisgo o gwmpas y gwddf

Wedi'i fonitro gan Ganolfan Derbyn Larymau 24/7 a fydd wedi'i gosod i actifadu pan fydd defnyddiwr y gwasanaeth naill ai'n gadael yr eiddo/parth diogelwch neu os pwysir arno mewn argyfwng pan fyddwch y tu allan i gyfyngiadau yr eiddo. Byddai parthau diogel yn cael eu gosod trwy ardal geo-ffens ar yr ap.

Bydd gan staff y Ganolfan Derbyn Larymau fynediad at borth mapiau ar gyfer gweld lleoliadau'r ddyfais a hanes galwadau sy'n cael eu derbyn a'u gwneud. Mae'r ddyfais yn caniatáu sgysiau dwyffordd pan wedi'i actifadu er mwyn cynnig sicrwydd a bydd yn galw cynorthwyyr argyfwng y defnyddiwr gwasanaeth os oes angen i ddarparu'r cymorth sydd ei angen arnynt.

Gall y ddyfais hefyd ganfod bod unigolyn wedi syrthio lle bydd rhybudd yn cael ei anfon i'r Ganolfan Derbyn Larymau.

**TECHNOLEG
GLYFAR**





WEDI CYSYLLTU
GYDA'R DDYFAIS
GLYFAR
BERSONOL

Monitro Cartref Canary

Mae'r synwryddion diwifr yn monitro symudiad, tymheredd a gweithgaredd drws, a gallwch ei weld o unrhyw le trwy borth clyfar iawn. Nid oes angen cysylltiad rhynggrwyd na llinell ffôn arnoch. Mae'n caniatáu negeseuon testun ac e-bost.

Mae system Canary yn olrhain symudiadau a gweithgaredd o amgylch y cartref. Gellir gosod synwryddion o amgylch y cartref mewn mannau allweddol fel y ystafell ymolchi, cegin, ystafell wely ac allanfeydd eiddo. Gall y rhain wedyn darparu gwybodaeth werthfawr y gellir ei defnyddio ar gyfer asesu, a thrwy hynny bennu'r lefel o ofal sydd o bosib ei angen.

TECHNOLEG
GLYFAR



Ailalluogi

Offer Technoleg GYNORTHWYOL a Argymhellir:

- Lifeline a Larwm Gwddf
- Lifeline a Synhwrydd Syrthio
- Lifeline, Synhwrydd Syrthio a Synhwrydd Epilepsi
- System Monitro Cartref Canary

Offer Technoleg GLYFAR a Argymhellir:

- Echo Show
- Echo Dot
- Dyfais canu'r gloch drws gan Ring
- Synwryddion Symudiad
- Rheolyddion Llenni
- Plygiau Clyfar
- Bylbiau Clyfar
- Tabled Ddigidol gydag apiau lleferydd ac iaith

Syrthio

Offer Technoleg GYNORTHWYOL a Argymhellir:

- Lifeline a Larwm
- Lifeline a Synhwyrdd Syrthio
- Ffon Gwely neu Synhwyrdd Gwely
- Ffon Gadair neu Synhwyrdd Cadair

Offer Technoleg GLYFAR a Argymhellir:

- Sgriniau Clyfar
- Plygiau Clyfar
- Agorwyr/Cau Llenni
- Clychau Drws Fideo
- Teclyn Tracio GPS

Atal Syrthio

Offer Technoleg GYNORTHWYOL a Argymhellir:

- Teclyn Tracio GPS i'w wisgo ar yr arddwrn
- Teclyn Tracio GPS i'w wisgo o gwmpas y gwddf

Offer Technoleg GLYFAR a Argymhellir:

- Echo Show
- Cloch Drws Fideo
- Synwryddion Symudiad
- Rheolyddion Llenni
- Plygiau Clyfar
- Bylbiau Clyfar
- System Monitro Cartrefi Canary

Dementia a Chof

Offer Technoleg GYNORTHWYOL a Argymhellir:

- Lifeline a Synhwyrdd Syrthio
- Lifeline a Larwm
- Synwryddion amgylcheddol
- Ffon Gwely neu Synhwyrdd Gwely
- Ffon Gadair neu Synhwyrdd Cadair
- Synwryddion Allanfa'r Eiddo
- Teclyn Tracio GPS i'w wisgo ar yr arddwrn
- Teclyn Tracio GPS i'w wisgo o gwmpas y gwddf

Technoleg SMART a Argymhellir Cynhyrchion:

- Echo Show
- Echo Dot
- Plygiau Clyfar
- Bylbiau Clyfar
- Cloch Drws Fideo
- Synwryddion Symudiad
- Rheolyddion Llenni
- Monitro Gofal Canary
- Cath / Ci Rhyngweithiol
- Komp

Ynysu cymdeithasol

Offer Technoleg GLYFAR a Argymhellir:

- Echo Show
- Echo Dot
- Cloch Drws Fideo
- Synwryddion Symudiad
- Rheolyddion Llenni
- Llechen Ddigidol gydag apiau lleferydd ac iaith
- Cath / Ci Rhyngweithiol

Cysylltwch â'n tîm sy'n hapus i'ch cyngori.

Ffôn: 01633 644644

E-bost: assistivetech@monmouthshire.gov.uk

Cynhyrchwyd y ddogfen hon at ddibenion canllaw yn unig. Am ragor o wybodaeth a chyingor, cysylltwch â'r AssistiveTech Sir Fynwy.

Gall ymddangosiad yr offer amrywio o'i gymharu â'r rhai sydd wedi'u cynnwys yn y canllaw hwn - bydd hyn oherwydd amrywiad mewn brandiau a cyflenwyr.

Ydych chi eisiau gweld ein hoffer?

Mae gennym offer i'w gweld mewn gwahanol safleoedd ledled y Sir. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gydag AssistiveTech Sir Fynwy os gwelwch yn dda a fydd yn eich cyngori ar eich lleoliad agosaf.